


ةداضم ماسجأ (H3 K9 (Q16695/P68431 نوتسيه-ليتي سأ Wb Ip If Ihc Chip Elisa - بئرألا نم ةليسنلا ةدعتم CM0000170 :رصنل مقرر



ةمدقم

دض بئرألا نم ةليسنلا ةدعتم داضم ماسج
يف فشك لل H3-K9 نوتسيه-ليتي سأ
WB، IP، ل-بسانم. ذرأو، رأف، ناسنإلا
IF/ICC، IHC-P، ChIP، ChIP-seq، ELISA. 15 وليك
عساو عطاقتم لعافت، نوتلاد

ديزمل فرعا

راي عملا	همي قلا
جتنملا ماسا	Acetyl-Histone H3-K9 Rabbit pAb
راعتسم مس/اتاطحالم	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histone H3-K9
عونلا	ناسنإ
م (ناسنإ) نيجلا فرعم	H3
نيجلا فرعم	8290/8350
دضتسملا	يرشبلا H3 نوتسيه نم 1-100 ةيني مأل اضمألا لخاد لسلسلست عم قفاوتي يعانص ديتبب (NP_003520.1)
ردصملا	بئرأ
ةئفلا	ةليتي سأ ةداضم ماسجأ
قبطتلا	WB، IP، IF/ICC، IHC-P، ChIP، ChIP-seq، ELISA
عطاقتم لعافتلا	عقوتم عساو قاطن (رخ، ذرأ، رأف، ناسنإ)
SWISS	Q16695/P68431
نيتوربلا نزو	15 kDa
نحشلا	جلت سيك