


يبرغلا ليحرتلل ةليسننلا ددعتم 43 نيسكي نو ك داضم (Wb) طبارتملا ةعانملا رابتخاو (Elisa) - P17302

رصنعلا مقر: CM0023271



ةمدقم

فدهتسي بنرأل نم ةليسننلا ددعتم داضم
بسانم (Cx43/GJA1) يرشبلا 43 نيسكي نو ك
ةعانملا رابتخاو (WB) يبرغلا ليحرتلل
عم لدابتم لكشب لعافتو، (ELISA) طبارتملا
تالصولا ءايحأ تاي ساردل يلاثم. ذرجل او رأفلا
ةداضملا ةيرطفلا ةعانملا ةيوجفلا
تاسوري فلل.

ديزملا فرعا

لماعملا	ةمقلا
جتنملا مسا	بنرأل نم ةليسننلا ددعتم داضم 43 نيسكي نو ك
ةراعتسم ءامسأ/تاطحالام	HSS; CMDR; CX43; EKVP; GJAL; ODDD; AVSD3; EKVP3; HLHS1; PPKCA; Connexin 43
عاونلا	ناسنإ
GeneID (ناسنإ)	2697
GeneID	2697
دصتسملا	(NP_000156.1) يرشبلا 43 نيسكي نو ك نم 283-382 ةينيمألا صامحألا لخاد لسلسلت عم قفاوتي يعانطصا ديتبب: يعانطصا ديتبب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةليسننلا ددعتم داضم
قيبطتلا	WB, ELISA
عطاقتلا لعافتلا	ذر، رأف، ناسنإ
SWISS	P17302
نيتوربلا نزو	43kDa
نحشلا	جلت سيك