


## Elisa - P18084 و J- Wb بنرأل نم لئاسنل ددعتم Itgb5 داضم رصنعلا مقر: CM0024617



### ةمدقم

و WB بنرأل نم لئاسنل ددعتم ITGB5 داضم  
يذرجلاو، يرأفل، يرشبل ITGB5 فشكي.  
نوتلاد وليك 88، هبيكرت داعم دضتسم  
تاسوريفلا لوخدو ايلخال قاصتلا تاساردل.

ديزملال فرع

| لماعلا               | هميقل                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جتنملا مسا           | ITGB5 Rabbit pAb                                                                                                               |
| مس/اتاطحال<br>راغتسم | ITGB5                                                                                                                          |
| عونلا                | ناسن                                                                                                                           |
| م (ناسن) نجلال فرعم  | 3693                                                                                                                           |
| نجلال فرعم           | 3693                                                                                                                           |
| دضتسملا              | يرشبل ITGB5 نم 490-720 ةنيملال ضامأل عم قفاوتي لسلست يلغ يوتحي هبيكرت داعم يجامدن ني تورب   هبيكرت داعم ني تورب (NP_002204.2). |
| ردصملا               | بنرأ                                                                                                                           |
| ةئفلا                | لئاسنل ددعتم داضم ماسجا                                                                                                        |
| قيبطتلا              | WB, ELISA                                                                                                                      |
| عطاقتملا لعافتلا     | ذرج، راف، ناسن                                                                                                                 |
| SWISS                | P18084                                                                                                                         |
| ني توربلا نزو        | 88kDa                                                                                                                          |
| نجلال                | جلت ةسيك                                                                                                                       |