

بنرأل نم لئاسنل ددعتم (T205) وات-وفسوفل داضم Elisa - P10636 و تولب نرتسيولل

رصنعل مقرر: CM0001678



ةمدقم

-وفسوفلل بنرأل نم لئاسنل ددعتم داضم
تولب نرتسيولل هنم ققحتلا مت (T205) وات
يرأفل او يرشبل وات فشتك ي. ELISA و (WB)
يلاثم. 205 نينوي رثل ي ف رفسفملا يذجل او
وات تالالاعاو رمياهزل ائحابأل

ديزملل فرع

لماعلم	هميقل
جتنملا مسا	Phospho-Tau-T205 Rabbit pAb
راعستم مس/اتاطحال م	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T205
عاونأل	ناسنإ
GeneID (ناسنإ)	4137
GeneID	4137
دضتسملا	يرشبلل وات نم T205 لوح يعانص يروفسوف ديتبب (NP_001190181.1)
ردصملا	بنرأ
ةئفل	ةيروفسف ةداضم ماسجأ
قيبطتلا	WB, ELISA
عطاقتل لعافتلا	ذج، رأف، ناسنإ
SWISS	P10636
نيئوربلل نزو	79kDa
نحشل	جلت سيك