

Polymab® J- Wb, Ip, If, Ihc, Elisa - P00441 بـنرأ Sod1 داضم [نم ققحتلا مت]

رصنعلا مقرر: CM0006091



ةمدقم

ةدوجللا يلاع بـنرأ نم ةلـيسنللا يداجأ داضم مسج زاتومسيديسكأ قوف) يرشبلل Sod1 دض KD. ةطساوب هنم ققحتلا مت، ([كنزللا-ساحللا] بسانم. ناذرجللاو نارئفللاو رشبلا عم لعافتة و IF-P، و IF/ICC، و IP، و Western blot، تاقيبطتل يدسكأتلا داهجللا ثاحبأ في ELISA و IHC-P، تانوبصعلا سكننتو.

ديزمللا فرع

رايعملا	ةمقلا
جتنملا مس	PolymAb® بـنرأ Sod1 [نم ققحتلا مت]
راعتسم مس/اتاطحلا م	ALS; SOD; ALS1; IPOA; STAHP; hSod1; HEL-S-44; homodimer) قباطتم تادحو يئانت
عاونألا	ناسن
GeneID (ناسن)	6647
GeneID	6647
دصتسملا	(NP_000445.1) يرشبلل Sod1 نم 2-154 ةينيمألا صامألا عم قفاوتي لسلست يلغ يوتحي يجامدنا فلؤم نيئورب Sod1 ناسنلال فلؤم نيئورب
ردصملا	بـنرأ
ةئفلا	ةلـيسنللا ةيداجأ ةداضم ماسجأ
قيبطتللا	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
عطاقتلا لعافتلا	درج، رأف، ناسن
SWISS	P00441
نيئوربللا نزو	16kDa
نحشلا	جلت سيك