

Abhd5 - Q8Wts1 ج. ب. ناراً ل. سننل ددعت م داض م س ج

مقر: CM0028867

م د ق م

دوج ل ي ل ا ع ي ب ناراً ل. سننل ددعت م داض م س ج
ن م ق ق ح ت ل م ت ، (ABHD5 (CGI-58، Q8WTS1) دض
(WB) ي ب ر غ ل ل ي م ا ل ه ل ل ق ن ل ل ت ا ي ن ق ت ل ه ت ح ص
ع و ن ل ل ع م ل د ا ب ت م ل ك ش ب ل ع ا ف ت ي ، ELISA و
ل ي ث م ت ل ل ث ا ح ب أ م ع د ي . ي ر أ ف ل ل ا و ي ر ش ب ل
ل و ر س ي ل ل غ ل ل ي س ا ي ر ت ل ل م ي ط ن ت ، ن و ه د ل ل ي ا ذ غ ل
ة . ي ن ي ت ا ر ي ك ل ل ا ي ا ل خ ل ل ز ي ا م ت و

د ي ز م ل ل ف ر ع ا

م د ق م	م ي ق ل
ج ت ن م ل م س ا	ABHD5 ج. ب. ناراً داض م س ج
ه ل ي د ب ا م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	CGI58; IECN2; NCIE2; ABHD5
ع و ن ل	ي ر ش ب
م (ي ر ش ب) ن ج ل ف ر ع م	51099
ن ج ل ف ر ع م	51099
ي ع ا ن م ل د ص ت س م ل ا	ABHD5 ي ر ش ب ل (NP_057090.2) ي ر ش ب ل 349 ي ل 1 ن م ة ي ن ي م أ ل ا ص ا م أ ل ا ل ب ا ق ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل	ل. سننل ددعت م داض م ل م ا س ج ا ل
ق ي ب ط ت ل	WB، ELISA
ل د ا ب ت م ل ل ع ا ف ت ل	ي ر أ ف ، ي ر ش ب
SWISS	Q8WTS1
ن ي ت و ر ب ل ن ز و	ن و ت ا د و ل ي ك 39
ن ح ش ل	ج ل ت س ي ك