


Acetyl-Histone H2A (K5) (P04908/P0C0S8) J- Wb, If/Icc, Elisa

رصد نعل مقرر: CM0000167



مقدم

بنرأل نم تادضتسملا ددعتم داضم مسج نم (K5ac) لليتيسأ 5 نيسيل فدهتسي (SWISS) يرشبل H2A نوتسيه P04908/P0C0S8). ل هتيحالص نم ققحتلا مت WB, IF/ICC, ELISA. رأفلاو، ناسنإلا عم لعافتي، ذرلاو، عساو عاونأ عم لعافتي نأ عقوتملا نمو، ذرلاو، عنيجاللا ةثارولا ثاحبال للاثم. ىرخأ نيتاموركلاو.

ديزملا فرع

لماعلا	هميلا
جت نمل مسا	Acetyl-Histone H2A-K5 Rabbit pAb
عراعتسم ءامسأ/اتاطحال م	H2A/c; H2AFC; H2AC11; H2AC15; H2AC16; H2AC17; HIST1H2Ai; Acetyl-Histone H2A-K5
عونلا	ناسنإ
يرشبل (نيجلا فرع م)	H2A
نيجلا فرع م	3012/8329
دضتسملا	(NP_003508.1) يرشبل H2A نوتسيه نم K5 لوح يعانص لليتيسأ ديتبب: يعانص ديتبب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةليلتيسأ ةداضم ماسجأ
قبطتلا	WB, IF/ICC, ELISA
عطاقتلا لعافتلا	(عقوتم عساو قاطن) رخأ، ذرأ، ناسنإ
SWISS	P04908/P0C0S8
نيتوربلا نرو	14kDa
نحشلا	جلت سيك