


Acetyl-Histone H2B-K15 J- Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa | P62807/Q16778

رصدنعل مقرر: CM0000100



مقدم

بنرألا نم لئاسنلا ددعتم داضم مسج نوتسيه نم لئاسنلا 15 نيسي ل فدهتسي نم ققحتلا مت. H2B (SWISS: P62807/Q16778). Western blot, IHC-P, IF/ICC, و ELISA. رأفلا، ناسنلا عم لعافتني نأ عقوتملا نم ىرخأ عاونأو، ذرجلا.

ديزملا فرعلا

لماعلا	فصولا
جتنملا مسا	Acetyl-Histone H2B-K15 Rabbit pAb
عاونالا	ناسنالا
(ناسنالا) نيجلا فرعم	H2B
نيجلا فرعم	3017/8349
دصتسملا	(NP_003519.1) يرشبلا H2B نوتسيه نم K15 لوح يعانطصا لئاسنلا ديتبب: يعانطصا ديتبب
ردصملا	بنرأ
ةفلا	ةلئاسنلا ددعتم داضم مسج
قبطتلا	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
عطاقتلا لعافتلا	ناسنالا، رأفلا، ذرجلا، رخأ، عساو قاطن (عقوتم عساو قاطن)
SWISS	P62807/Q16778
نحشلا	جلتسيك