


## H3-K14 (Q16695/P68431) نوتسيه دص بنراً ةليسنال ديحو داضم مسج Wb و Chip تاصوحفلا يف هتامادختسال ال Elisa و

رصنعلال مقر: CM0000182



### ةمدقم

دص ةدوجل ال يلاع ةليسنال ديحو بنراً داضم مسج مت 14، نيسيالال دنع ليسيالال H3 نوتسيه يف هتامادختسال هتخص نم ققحتال ELISA و CHIP و IHC-P و IF-P و WB تاصوحفلا ةادأ دعي. ذجلالو رأفالو ناسنال عم لعافت تاساردو ةنيجالال ةثارول احابأل ةيساسا نيتاموركلا.

### ديزمال فرعا

| ةمعلال              | ةمقلال                                                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| جت نملال مسا        | H3-K14 نوتسيه دص ةليسنال ديحو بنراً داضم مسج                                           |
| راعتسم مسا / تاطحال | H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histone H3-K14                           |
| عونال               | ناسنال                                                                                 |
| نجلال فرعم (ناسنال) | 8290/8350                                                                              |
| نجلال فرعم          | 8290/8350                                                                              |
| يعانمال دصتسمال     | NP_003520.1) يرشبلا H3 نوتسيه نم K14 عقوملاب طيحي ليسيال يغانطصا ديتبب   يعانطصا ديتبب |
| ردصمال              | بنراً                                                                                  |
| ةئفلا               | ةليسيالال تانيتوربلل ةداضمال ماسجال                                                    |
| قبطتال              | WB, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA                                                           |
| لدابتال لعافتال     | ذجل، رأف، ناسنال                                                                       |
| SWISS تانايب ةدعاق  | Q16695/P68431                                                                          |
| نيتوربلال نزو       | نوتالاد وليك 15                                                                        |
| نجلال               | جلت سيك                                                                                |