


Mab بـنرأ H3-K18 (P68431/Q16695) نوتسيه-ليتسأ

Chip، Elisa، تولب نرتسيو

رصنع ال مقرر: CM0000130



ةمدقم

تاذ بنرأ ال نم ةليسننلا ةيداحأ ةداضم ماسجأ 18 نيسيال ال فدهتست ةيلاع ةيصوصخ H3 (P68431/Q16695) نوتسيه نم يليتيتسأل. ةيلعافت عم WB، DB، IHC-P، ELISA، CHIP، ChIP-seq، CUT&Tag ل اهتجالص نم ققحتل مت قخلتال ثاحبال ةيلاثم. عاونأل عم ةعساو نيتامورك ال فيصوتو.

ديزمالا فرعإ

لماعمال	ةميقل
جتنم ال مسا	mAb بنرأ H3-K18 نوتسيه-ليتسأ
راعتسم مس/اتاطحال م	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; H3C1; Acetyl-Histone H3-K18
عونل	ناسنإ
GeneID (ناسنإ)	8290/8350
GeneID	8290/8350
دصتسم ال	يرشب ال H3 نوتسيه ل K18 لوح يغانطصا يليتيتسأ ديتبب: يغانطصا ديتبب.
ردصم ال	بنرأ
ةئلا	ةليتيتسأ ةداضم ماسجأ
قبيطت ال	WB، DB، IHC-P، ELISA، CHIP، ChIP-seq، CUT&Tag
عطاقت ال لعافت ال	رخأ، درج، راف، ناسنإ (عقوت عساو قاطن)
SWISS	Q16695/P68431
نيتوربال نزو	15kDa
نحش ال	جلت سيك