


ددعت م داضم H3-K18 (Q16695/P68431) نوت سي-ه-لي ت س أ Elisa و Chip و Ihc-P و Wb ل بنرأل نم لئاسنل رصنعل مقرر: CM0000180



ةمدقم

ةيعونلل يل اع بنرأل نم لئاسنل ددعت م داضم نم ي ل ي ت س أ ال 18 ن ي س ي ال فدهت سي (SWISS): يرش ب ال H3 نوت سي-ه-لي ت س أ (Q16695/P68431). ل-ه ت ي ح ال ص نم ق ق ح ت ال م ت. WB و DB و IHC-P و IF/ICC و ELISA و ChIP. ي ل ا ث م. ري و ط ت و ، ن ي ت ا م و ر ك ل ل ت ا س ا ر د و ، ق ل خ ت ل ا ث ا ب أ ل ة ي ص ي خ ش ت ل ت ا س ي ا ق م ل ا .

ديزم ل ا فرع ا

راي عم ل ا	هم ي ل ا
ج تنم ل ا م س ا	بنرأل نم لئاسنل ددعت م داضم H3-K18 نوت سي-ه-لي ت س أ
ةل ي د ب ء ا م س أ ا ت ا ط ا ح ا ل م	H3/z; H3C1; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3F; H3C10; H3C11; HIST1H3J; Acetyl-Histone H3-K18
عون ل ا	ناسن ا
م (ناسن ا) ن ج ل ا فرع م	H3
ن ج ل ا فرع م	8290/8350
د ص ت م ل ا	(NP_003520.1) يرش ب ال H3 نم K18 ل و ح ي ع ا ن ص ي ل ي ت ي س أ د ي ت ب ب : ي ع ا ن ص د ي ت ب ب
ر د ص م ل ا	بنرأ
ة ل ا	ة ي ل ي ت ي س أ ة د ا ض م م ا س ا ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	(ع ق و ت م ع س ا و ق ا ط ن) ي ر خ أ ، ذ ر ج ، ر أ ف ، ن ا س ن ا
SWISS	Q16695/P68431
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	15kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك