


H3-K18 نوتسيه ليتسأل بنراً ةليسنل ديحو داضم مسج و Chip و Ihc و Wb- ل هتحص نم ققحتل مت | (Q16695/P68431) Elisa

رصنعلال مقرر: CM0000187



ةمدقم

ىلع فرعتي بنراً ةليسنل ديحو داضم مسج
H3 نوتسيه ل (K18) ليتسأل 18 نيسيالال
مت. (Swiss-Prot Q16695/P68431) يرشبل
و WB، IHC-P، IF/ICC، CHIP،
أبلاصتم ألغات نوكي نأ عقوتمال نم
ىرخأ عاونأو درجلو رأفلو ناسنلإل عم أفساو

ديزمال فرعا

راىعملال	ةمىقلال
جتنمالمسا	H3-K18 نوتسيه ليتسأل ةليسنل ديحو بنراً داضم مسج
ليدب مسا / تاطحالما	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acetyl-Histone H3-K18
عونال	ناسنإ
مىجلال فرعم	8290/8350
نىجلال فرعم	8290/8350
يعانمالم دضتسمال	(NP_003520.1) يرشبلال H3 نوتسيه ل K18 عقومال لوح يعانطصا ليتسيأسا ديتبب
رصمالم	بنراً
ةفئال	ةليتسيأسال ةداصمالم اسألال
قىبطتال	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, CHIP
بلاصتمالم لغاتال	(عساو قاطنب عقوتم) ىرخأ عاونأو، درج، راف، ناسنإ
SWISS تانايب ةدعاق	Q16695/P68431
نىتوربال نزو	نوتلاد وليك 16
حشال	جلت سيك