


H3 يولي تي سأل نوت سهلل بنرأ ةلي سنل ديحو داضم مسج Elisa و If/Icc و Wb تاقى بطلل (K23) (Q16695 / P68431)

مقرر: CM0000184



ةمدقم

ةلي سنل ديحو داضم ال مسجل اذه فشتكى يولي تي سأل H3 نوت سهلل يعون لكشب بنرأل لعافت هلو، (H3K23ac) 23 نيسال دن رأل او ناسنإل عم قاطنل عساو نى ابتم يخلل لقنل تاقى بطلل بسانم. ذرل او فى ELISA و IF/ICC و (Western blot) يبرغل تاكى مانيد تاساردو ةنيجالل ةثارول ثا بآ نى تاموركلا.

دىزملا فرعا

ةمدقم	ةمىل
جتمم مس	H3-K23 يولي تي سأل نوت سهلل بنرأ ةلي سنل ديحو داضم مسج
راعتسم مسا / تاطحال	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; H3C1; Acetyl-Histone H3-K23
عونل	ناسنإ
ناسنإل فرعم	8290/8350
نىل فرعم	8290/8350
يعانملا دضتسم	H3 (P68431) يرشبل نوت سهلل نم K23 عقوم لوح يولي تي سأل يعانطصا دىتبب يعانطصا دىتبب
ردصم	بنرأ
ةئفلا	ةلي تي سأل ةداضم ماسجا
قى بطتل	WB, IF/ICC, ELISA
لداتملا لعافت	(عساو قاطنل عقوم) ىرخأ، ذرل، رأل، ناسنإ
SWISS	Q16695/P68431
نىل وربل نرو	نوتلاد ولىك 16
حشلا	جلت سىك