


Acetyl-Histone H3-K23 (Q16695/P68431) جـ Wb، Chip، Ihc-P، If/Icc، Elisa

رخصة العمل: CM0000120



مقدم

دخ بنرألا نم لئاسنلا ةددعت م ةداضم ماسجأ Acetyl-Histone H3-K23 (SWISS: Q16695/P68431) جـ Western blot، IHC-P، IF/ICC، ELISA، و ChIP. رأفلا، ناسنإلا عم لدابت م لكشب لعافت يساسأ نوكم. ةديد عقوقم عاونأو، ذرجلا ميظنت ي فةمساح راودأ عم يوونلا ميسجلل نيتاموركلا.

ديزملا فرع

لماعلا	همل
جت نمل م سا	Acetyl-Histone H3-K23 Rabbit pAb
راعت سم مس/اتاطح الم	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acetyl-Histone H3-K23
عونلا	ناسنإ
م (ناسنإ) نجل فرعم	H3
نجل فرعم	8290/8350
دصت مالا	H3 (NP_003520.1) ناسنإ نوتسيه نم K23 لوح لئيتيسأ بكرم ديتبب
ردصملا	بنرأ
ةفلا	ةلئيتيسأ ةداضم ماسجأ
قبطتلا	WB، IHC-P، IF/ICC، ELISA، ChIP
لدابت مالا لعافتلا	نجل، رأف، ذرج، رخ، عقوقم عساو قاطن
SWISS	Q16695/P68431
نيتوربلا نزو	15kDa
نحشلا	جلت سيك