


## نوتسه-ليتي سأل بنرأل نم ةليسننل ةيداح ةداضم ماسجأ H3-K27 J- Chip, Wb و Ihc (Swiss: Q16695 / P68431)

رصنع ال مقرر: CM0000176



### ةمدقم

يعون بنرأل نم ةليسننل ةيداح ةداضم ماسج  
ليتي سأل 27 نيسي لي لع فرع تي عقوم لل  
H3 (SWISS نوتسه يلع (K27ac)  
Q16695/P68431). J- WB, هتحص نم ققحتل مت  
ChIP, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq. لعافت  
(ذرجل, رأفل, ناسنإل) عساو عقوتم دعاصتم  
ةليخلالو نيتم وركل ايجولو ي ب ثاح بال بسانم  
ةيثارول.

### ديزملا فرعإ

| راي عم ال              | لي صافات ال                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| جتنم ال ماس            | Acetyl-Histone H3-K27 Rabbit mAb                                   |
| راع تسم م س/ات اح ال م | H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histone H3-K27       |
| عون ال                 | ناسنإل                                                             |
| GeneID (human)         | 8290/8350                                                          |
| GeneID                 | 8290/8350                                                          |
| دضتسم ال               | يرشب ال H3 نوتسه نم K27 لوح يعانطصا يليتي سأل دي تبب (NP_003520.1) |
| ردصم ال                | بنرأ                                                               |
| ةئفل                   | ةليتي سأل ةداضم ماسجأ                                              |
| قي بطط ال              | WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq                       |
| بالصم ال لعافت ال      | (عقوتم عساو قاطن) نيخ, ذرجل, رأفل, ناسنإل                          |
| SWISS                  | Q16695/P68431                                                      |
| ني توربال نرو          | 15 kDa                                                             |
| نحش ال                 | جلت سيك                                                            |