


H3-نوتسه لتي سأل داضم بنراً ةليسننل يداحاً داضم مسج K27 (Q16695 / P68431) Wb، Ihc-P، Chip في مادختسالل

مقرر: CM0000150



ةمدقم

نيسيلال دض بنراً ةليسننل يداحاً داضم مسج
H3 نوتسه نم 27 عضومل في لَئسؤمل
WB، DB، IHC-P، IF/ICC، IP، ELISA، ChIP. في مادختسالل بسانم (Q16695/P68431).
عم لعافت ي. رخأ غاونأو ذرجلأو رأفلأو ناسنإل
ب. قاعتمل قلختل تاساردل.

ديزمل فرعا

راي عمال	همي قل
جتنم الم مسا	H3-K27 نوتسه لتي سأل داضم بنراً ةليسننل يداحاً داضم مسج
عونل	ناسنإ
نيجل فرعم	8290/8350
يعانم الم دصتسم الم	(P68431) يرشبال H3 نوتسه نم K27 عضومل لوح يعانطصا لَئسؤم ديتبب: يعانطصا ديتبب
ردصم الم	بنراً
ةئل	لَئسؤمل ةداضم ماسجأ
قبيطتل	WB، DB، IHC-P، IF/ICC، IP، ELISA، ChIP
يلدابتل لعافتل	(عقوت م عساو قاطن) رخأ، ذرج، رأف، ناسنإ
SWISS	Q16695/P68431
نيتوربلل يئيزجل نزول	نوتلاد وليك 15
نحشل	جلت سيك