


Acetyl-Histone H3-K27 (Q16695/P68431) J- Wb, Chip, If, Ihc

رقصنعل مقرر: CM0000197



مقدم

دض بنرأل نم ةللسنل ةلدأ ةداضم ماسجأ Acetyl-Histone H3-K27 (SWISS Q16695/P68431) ج- WB, ChIP, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq, CUT&Tag. عطاقت ملعافت. ثأبأل ةللاثم. ذرأل، رألل، ناسنإل عم قللخلل ةثارول ملعو نوتسسلل للدت.

دزلمل فرعا

لماعلم	همقل
جتنمالمسا	Acetyl-Histone H3-K27 Rabbit mAb
راعسمس/اتطاحالم	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histone H3-K27
عاونأل	ناسنإل
م نجلال فرعم (ناسنإل)	H3
م نجلال فرعم	8290/8350
دضتسمالم	Acetyl-Histone H3-K27 نم كقوومال لولل لئلسأ بكرم دئبب (NP_003520.1)
ردصالم	بنرأ
ةفلا	ةللسل ةداضم ماسجأ
قبططالم	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag
عطاقت ملعافت	عقوتم عساو قاطن) رخأ، ذرأل، رألل، ناسنإل
SWISS	Q16695/P68431
نئوربالم نزو	15 kDa
نخلالم	جلتسل