


H3-نوتسره ليتيسأل دص ةليسنل ددعتم بنراً داضم مسج K27 (Q16695/P68431) ل- Wb, Chip-Seq, Elisa

مقرر: CM0000200



ةمدقم

ةدوجل ليلاع ةليسنل ددعتم بنراً داضم مسج
يلع لصحتسم ال H3 نوتسره فدهتسي
مت. 27 (SWISS Q16695/P68431) نيسيال
كلذ في امب ةددعتم تاقيبطل هنم ققحتل
WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, و ChIP-seq.
ثاأبأل يلاثم. عاونأل عم عساو عقوقتم لعافت
نيتاموركلاو بقاعتمل قلختل.

ديزملل فرع

رايعمل	ةمقيل
جتنمل مسا	H3-K27 نوتسره ليتيسأل دص ةليسنل ددعتم بنراً داضم مسج
يرأءامسأ / تاطاحالم	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histone H3-K27
عونل	ناسنل
م (ناسنل) نجلل فرع	H3
نجلل فرع	8290/8350
يعانمل دلومل	(NP_003520.1) يرشب ال H3 نوتسره نم K27 لوح لصحتسم يعانطصا ديتب
ردصمل	بنراً
ةفل	ةصحتسم ةاضم ماسأ
قبطتل	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq
عطاقتمل لعافتل	(عقوقتم عساو قاطن) يرأءاونأ، ذرج، رأف، ناسنل
SWISS	Q16695/P68431
نيتوربلل يئيزجلل نزل	نوتلاد وليك 15
نحشل	جلت سيك