


بنرأ نم ةليسننلا ةيداحأ ةداضم ماسجأ H3-K4 نوتسه-ليضأ (Q16695/P68431) J- Wb, Ip, Ihc, Chip, Elisa

رصنعلال مقر: CM0000158



ةمدقم

دض بنرأ نم ةليسننلا ةيداحأ داظم مسج 4 نيسيالال دنع يليسأل H3 نوتسهلا (Acetyl-Histone H3-K4) نم ققحتل مت. WB, IP, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ELISA. ناسنإل عم لدابت م لكشب لعافت ي. ~15 نيتوربلل فدهتسملا نزولا. ذرأل، رأفل، ةثارول اءابأل بسانم. نوتلاد وليك نيتاموركلاو ةينيجالل.

ديزلال فرعا

لماعمل	هملقلا
جتنملا مسا	Acetyl-Histone H3-K4 Rabbit mAb
ةراعتسم ءامسأ/اتطاحال م	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histone H3-K4
عاونالا	ناسنإل
ناسنإل (ناسنإل) فرعم	8290/8350
ناسنإل فرعم	8290/8350
دضتسملا	H3 (NP_003520.1) ناسنإل نوتسه نم K4 لوح يعانطصا يليسأ ديتبب: يعانطصا ديتبب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	هليلسأ ةداضم ماسجأ
قبططلا	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ELISA
لدابتل لعافتلا	(عقوت م عساو قاطن) رخآ، ذرأل، رأفل، ناسنإل
SWISS	Q16695/P68431
نيتوربلال نزو	15 kDa
حشلا	جلت سيك