


H3 نوتسيه دص بنرألل ةليسننل ةيداحأ ةداضم ال ماسجأل Lys4 في ماديخسألل (Lys4) ليتيسأل | Wb، Chip، If Q16695/P68431

رصننعل مقرر: CM0000147



ةمدقم

ددم بنرألل ةليسننل ةيداحأ داظم مسج
Lys4 في ليتيسأل H3 نوتسيهل
(Q16695/P68431). Western blot،
نأ عقوتم ال نم. ELISA، و DB، و IP، و IF/ICC، و ChIP،
ناسنإل تاني ع عم عطاقت لكش ب لعافت
قلختل ثاحبأل ليلاثم. ذرجأل، رأفلأل
نيتاموركأل ب قاعتم ال.

ديزملل فرعا

ةمدعلل	ةمقيل
جتنم ال مس	ليتيسأل H3-K4 نوتسيه دص بنرألل ةليسننل ةيداحأ ةداضم ال ماسجأل
رخأ ءامسأ/تاطحال م	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Histone H3; HIST1H3A; Acetyl-Histone H3-K4
فدهتسم ال يجلل ناكال	ناسنإل
ناسنإل (ال) نيجلل فرعم	8290/8350
نيجلل فرعم	8290/8350
يعانم ال دصتسم ال	يرشب ال H3 نوتسيه نم K4 لوح يعانطصا ليتيسأل ديتبب إيعانطصا ديتبب (NP_003520.1).
ردصم ال	بنرألل
ةئفلا	ةليليتيسأل ةداضم ال ماسجأل
قيبطت ال	WB, DB, IF/ICC, IP, ChIP, ELISA
عطاقت ال لعافت	(عقوتم عساو قاطن) رخأ، ذرجأل، رأفلأل، ناسنإل
SWISS	Q16695/P68431
نيكوربلل يئيزجلل نزول	نوتلاد وليك 15
نجلل	جلت سيك