


لجسام ال H4 نوتسيه دض بنرألل ةليسنل ددعت م داض م مسج (K8) (P62805) - Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa, Chip, Chip-Seq

رصنعل مقرر: CM0000138



ةمدقم

ةليسنل ددعت م داض م مسجل فشكي
لجسام ال H4 نوتسيه دض بنرألل
(Lys8) في يلخادل لجسام ال H4 نوتسيه نع (P62805)
م ت. رخأعاونأو، ذرجلأو، رافلاو، ناسنإل
WB وIHC-P تاقيبطتل هتحص نم ققحتل
وChIP-seq وChIP وELISA وIF/ICC

ديزمل فرعا

ةمدعل	ةمقل
جتنم الم مس	H4-K8 نوتسيه دض بنرألل ةليسنل ددعت م داض م مسج
ةليدب ءامس/اتطاحالم	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; Acetyl-Histone H4-K8
عونل	ناسنإ
نيجل فرعم (ناسنإ)	H4
نيجل فرعم	8359
دضتسم ال	يرشب ال H4 نوتسيه نم K8 عقوم ال لوح يعانص لجسام ديبتب يعانص ديبتب (NP_003529.1)
ردصم ال	بنرأ
ةئفلا	ةلسام ةداض م ماسجا
قيبطتل	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
يلدابتل لعافت ال	(عقوت م عساو قاطن) رخأ، ذر، راف، ناسنإ
SWISS	P62805
نيتوربال نزو	نوتلاد وليك 11
نحشال	جلت سيك