


J-Hmgb1 (Lys29) ب ن ر أ ة ل ي س ن ن ل د د ع ت م د ا ض م م س ج (P09429) Wb، If/Icc، Elisa ة ي ن ق ت ل

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0000142



ة م د ق م

، ة د و ج ل ا ل ي ل ا ع ب ن ر أ ة ل ي س ن ن ل د د ع ت م د ا ض م م س ج
Lys29 (SWISS P09429) د ن ع ل ي ت ي س أ ل HMG1 ل ي ع و ن
WB، ت ا ي ن ق ت ل ه ت ح ص ن م ق ق ح ت ل م ت .
IF/ICC، ELISA ع م ل ع ا ف ت ع م
ت ا ر ا ش إ و ، ب ا ه ت ل ا ل ث ا ح ب أ ل ي ل ا ث م . ن ا ذ ر ج ل ا و
DAMP، ة م ج ر ت ل د ع ب ا م ت ا ل ي د ع ت ل ا و .

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ه م ي ق ل ا
ج ت ن م ل م س ا	pAb ب ن ر أ HMG1-K29-ي ت ي س ا
ل ي د ب م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	HMG1; HMG3; HMG-1; SBP-1; Acetyl-HMG1-K29
ع و ن ل ا	ي ر ش ب
م (ي ر ش ب) ن ج ل ا ف ر ع م	3146
ن ج ل ا ف ر ع م	3146
ي ع ا ن م ل د ض ت س م ل ا	ي ر ش ب ل ا HMG1 م ن K29 ع ق و م ل و ح ي ع ا ن ط ص ا ل ي ت ي س ا د ي ت ب ب ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ئ ة	ة ل ي ت ي س أ ل ا ة د ا ض م ل م ا س ج ا ل ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB، IF/ICC، ELISA
ل د ا ب ت ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ج ، ر أ ف ، ي ر ش ب
SWISS	P09429
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 25
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك