

Acsl5 J- Wb و If-P و Ihc-P و Elisa - Q9ULc5

مصنوع رقم: CM0008808

مقدم

يعدّ هذا المنتج من نوع الأجسام المضادة التي تستهدف بروتين Acsl5. يتم إنتاجه باستخدام تقنية ELISA و WB و IF-P و IHC-P. وهو منتج عالي النقاة، ويتم استخدامه في العديد من التطبيقات البحثية. يتم إنتاجه في مختبرنا الخاص، وهو منتج عالي الجودة، ويتم استخدامه في العديد من التطبيقات البحثية. يتم إنتاجه في مختبرنا الخاص، وهو منتج عالي الجودة، ويتم استخدامه في العديد من التطبيقات البحثية.

معلومات إضافية

معلومات	معلومات
حجم المنتج	Acsl5 ضد بروتين داجم مسج
نوع المنتج / تاطح الم	ACS2, ACS5, FACL5
نوع المنتج	برش
نوع المنتج (برش)	51703
نوع المنتج (برش)	NP_976313.1 (برش ال Acsl5) نيتورب نم 683 500 نم نيتورب ال Acsl5
نوع المنتج	برش
نوع المنتج	أجسام مضادة داجم الم اساس ال
نوع المنتج	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
نوع المنتج	برش
نوع المنتج	Q9ULC5
نوع المنتج	نوت الاد وليك 76
نوع المنتج	جلت سيك