


Acvr1 بـنرأ و Wb - Q04771 و ELISA جـلـ ةلـسنـلـا يـدـاـحـأ بـنـرأ

رـصـنـعـلـا مـقـر: CM0003970



ةمدقم

نم ACVR1- جـلـ ةلـسنـلـا يـدـاـحـأ داضم مسج
جـلـ هـنـم قـقـحـتـلـا مـت ةدوـجـلـا يـلـع بـنـرأ
لـدـا بـتـم لـكـشـب لـعـا فـتـي ELISA و Western blot
لـبـقـتـسـم (يـذـرـجـلـا و يـرأ فـلـا و يـر شـبـلـا ACVR1 عـم
ثـا حـبـأ لـي لـا ثـم . (ALK2، 1 عـو نـلـا نـم نـي فـي تـكـأ لـا
و مـنـلـل ةـز فـحـمـلـا مـا طـعـلـا نـي تـو رـب ةـرا شـإ رـا سـم
(BMP) يـر و طـتـلـا ءـا يـحـأ لـا مـلـعـو

ديـز مـلـا فـر عـا

لـمـاعـمـلـا	ةمـيـقـلـا
جـتـنـمـلـا مـسـا	mAb بـنرأ ACVR1
رـاعـتـسـم مـسـا/ا تـا طـا حـا لـم	FOP; ALK2; SKR1; TSRI; ACTRI; ACVR1A; ACVRLK2; ACVR1
عـو نـلـا	نـا سـنـا
GeneID	90
دـصـتـسـمـلـا	(Q04771) يـر شـبـلـا ACVR1 نـم 410-509 ةمـيـنـمـأ لـا ضـا مـأ لـا لـخـا د لـسـلـسـت غـم قـفـا و تـي يـعـا نـطـصـا دـي تـبـب
رـدـصـمـلـا	بـنرأ
ةـفـلـا	ةلـسنـلـا يـدـاـحـأ ةدـا صـم مـا سـجـأ
قـيـبـطـتـلـا	WB, ELISA
لـخـا دـتـمـلـا لـعـا فـتـلـا	ذـر جـ، رأ فـ، نـا سـنـا
SWISS	Q04771
نـي تـو رـبـلـا نـزـو	57kDa
نـحـشـلـا	جـلـث سـيـك