

ج- Afap1 ج- Wb, If/Icc, Elisa - Q8N556

رقم المنتج: CM0027030

مقدمة

AFAP1 ج- ب ن ا ر أ ت ا ل ي س ن ل د د ع ت م د ا ض م م س ج
ع ا ن م ل ، ن ر ت س ي و ع ط ل ي ف م ا د خ ت س ل ل ق د ص م
ي ر ش ب ل AFAP1 ف ش ك ي . ELISA و ، ع ي ر و ل ف ل
د ي ف م . (ن و ت ل ا د و ل ي ك 81) ي ن ا ذ ر ج ل ا و ، ي ر أ ف ل
ت ا ح ي ف ص ل ل ، ن ي ت ك أ ل ت ا ي ك ي م ا ن ي د ع س ا ر د ل
ع ي ن ا ط ر س ل ا ي ا ل خ ل ع ر ج و ، ع ي ل ل ا ل ه ل

ي ز م ل ف ر ع ا

م ل ع م ل	م ي ق ل
ج ت ن م ل م س ا	AFAP1 Rabbit pAb
ع ر ا ع ت س م ل ا ء ا م س أ ل / ت ا ط ا ح ا ل م ل	AFAP; AFAP110; AFAP-110; AFAP1
ع و ن ل	ي ر ش ب
م (ي ر ش ب) ن ج ل ف ر ع م	60312
ي ع ا ن م ل د ل و م ل	(NP_940997.1) ي ر ش ب ل AFAP1 م 730 ل 461 م ن ع ي ن م أ ل ا ض ا م ح أ ل ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت و م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل	ب ن ر أ
ع ئ ه	ت ا ل ي س ن ل د د ع ت م د ا ض م ل م ا س ح أ ل
ق ي ب ط ت ل	WB, IF/ICC, ELISA
ل د ا ب ت م ل ل ع ا ف ت ل	ذ ر ج ، ر أ ف ، ي ر ش ب
SWISS	Q8N556
ن ي ت و ر ب ل ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 81
ح ش ل	ج ل ت س ي ك