

CamelBio Pan Succinyl-Lysine بن رائل ة ل س ن ل ا ي د ا ح ا د ا ض م م س ج Lysine ن ر ت ق م (Affinity Gel) ة ل ا ل ا م ا ل ه ب ن ر ت ق م Ip-MS ل ص ص خ م

ر ص ن ع ل ا م ق ر : CM0000044

ة م د ق م

ة ل س ن ل ا ي د ا ح ا د ا ض م م س ج CamelBio ر ف و ت
ا ن ر ت ق م Pan Succinyl-Lysine ل ا د ا ض م ب ن ر ا ل ل
ح ي ت ي ا م م ، IP-MS ل ا ص ص خ م ة ل ا ل ا م ا ل ه ب
ن ع ل ق ت س م ل ك ش ب succinyl-lysine ن ع ف ش ك ل ل
ة ق ح ا ل ل ت ا ل ي د ع ت ل ت ا س ا ر د ي ف ع و ن ل ل
م ا خ ل د ا و م ل ا د ي ر و ت ل ي ل ا ث م . ة م ج ر ت ل ل

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ة م ل ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ح ت ن م ل ا م س ا	ة ل ا ل ا م ا ل ه ب ن ر ت ق م Pan Succinyl-Lysine ل ا د ا ض م ب ن ر ا ل ل ة ل س ن ل ا ي د ا ح ا د ا ض م م س ج
د ص ت س م ل ا (Immunogen)	ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ة ل ا	ي ر خ ا ة ل د ع م ة د ا ض م م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	IP-MS
ل د ا ب ت ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ع و ن ل ل ن ع ل ق ت س م
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك