

يبرغل خيطلت لل Ampd1 ةليسننل ديح و بنراً داضم مسج - (Elisa) ميزنإلاب طبترم اليعانم الصاصت ماو (Wb) يعانم ال P23109

رصننعل مقرر: CM0030819

ةمدقم

وه AMPD1 ةليسننل ددعت م بنراً داضم مسج دض هجاتننسا مت ةليسننل ددعت م داضم مسج 1 زانيميدي AMP ميزنإ نم يعانطصا ديتبب خيطلت لل هتيحالص نم ققحتل مت .يرشبب اليعانم الصاصت ماو (WB) يعانم ال يبرغل ميزنإ نع فشكيو ، (ELISA) ميزنإلاب طبترم اليعانم وهو ، ينادرجل او يرأفل او يرشبب ال AMPD1 .ةقاطل بالقتسا في فيسيئر

ديزمل فرعا

ةمدعمل	ةمقلا
جتنم المس	AMPD1 ةليسننل ددعت م بنراً داضم مسج
ةراعتسملاءامسأل / تاطحالمل	MAD, MADA, MMDD, AMPD1
عونل	يرشب
رشبب (لج ل) فرعم	270
لج ل فرعم	270
يعانم دضتسم ال	(P23109) يرشبب ال AMPD1 ميزنإل 100 لىل 1 نم ةينيأال صامأال نمض لسلسست عم قفاوتي يعانطصا ديتبب
رخصم ال	بنراً
ةئفا	ةليسننل ددعتم ال داضم ال ماسأال
قبطتل	WB, ELISA
لدابتل لعافت ال	درج ، رأف ، يرشب
زمر SWISS	P23109
نيتوربال نزو	نوتلاد وليك 86
حشال	يجلث سيك