

Ampd3 J- Wb - Q01432 بـنرألل ةلـسننل ددعتـم داضـم مسـج :رصنعلال مقر CM0025018

ةمدقم

مـت AMPD3 بـنرألل ةلـسننل ددعتـم داضـم مسـج و Western Blot تايـنقـتل هـتـحص نـم قـقـحتـال فـي AMP deaminase 3 مـيـزنـا نـع فـشـكـي ELISA. فـي فـي سـيـئـر مـيـزنـا وـهـو ،ذـرجـالـو رآفـالـو نـاسـنـالـا بـالـقـتـسـا ثـاـحـبـأل فـي لـاـثـم .ةـقـاطـالـا بـالـقـتـسـا تـادـيـتـويـلـكـويـنـالـا

ديـزـمـالـا فـرـعـا

ةمدعمال	ةمـيـقـال
جـتـنـمـالـا مـسـا	AMPD3 بـنرألل ةلـسننل ددعتـم داضـم مسـج
راعـتـسـم مـسـا/تـاطـحـالـا مـ	AMPD3
عـونـالـا	ناسـنـا
مـنـجـالـا فـرـعـم (ناسـنـا)	272
نـجـالـا فـرـعـم	272
يـعـانـمـالـا دـصـتـسـمـالـا	AMPD3 مـنـ 1-260 ةـيـنـيـمـألـا صـامـحـالـا عـم قـفـاوتـي لـسـلـسـتـى عـلـي يـوتـحـي بـيـكـرتـالـا دـاعـم يـجـامـدـنـا نـيـتـورـب (NP_000471.1).
رـدـصـمـالـا	بـنـرأ
ةـفـالـا	ةـلـسـنـنـلـا ددعتـم داضـم مـاسـجـا
قـيـبـطـتـالـا	WB, ELISA
بـلـاصـتـمـالـا لـعـافـتـالـا	ذـرجـا ، رآفـا ، ناسـنـا
SWISS	Q01432
نـيـتـورـبـالـا نـزـو	نـوتـلـاد وـلـيـك 89
حـشـالـا	جـلـتـسـيـك