

J- Aamp J- Wb، If/Icc، Elisa - داضم ةل س ن ل ا ي د ا ح أ داضم م س ج Q13685

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0002613

ة م د ق م

AAMP جـ داضم ةل س ن ل ا ي د ا ح أ ب ن ر أ داضم م س ج ة غ ا ن م ل ا و ، Western blot (WB) جـ ه ن م ق ق ح ت ل م ت و ، (IF/ICC) ة ي غ ا ن م ل ا ا ي ا ل خ ل ا ء ا ي م ي ك / ة ق ل أ ت م ل ا ر أ ف ل ا و ي ر ش ب ل ا AAMP ع م ل ع ا ف ت ي ؛ ELISA ة ي و م د ل ا ة ي ع و أ ل ا ن ي و ك ت ت ا س ا ر د ل ي ل ا ث م . ذ ر ج ل ا و ا ي ا ل خ ل ا ة ر ج ه و .

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	AAMP جـ ةل س ن ل ا ي د ا ح أ ب ن ر أ داضم م س ج
ر خ آ م س ا / ت ا ط ح ا ل م	AAMP
ع و ن ل ا	ي ر ش ب
م (ي ر ش ب) ن ج ل ا ف ر ع م	14
ن ج ل ا ف ر ع م	14
ي غ ا ن م ل ا د ص ت س م ل ا	(Q13685) ي ر ش ب ل ا AAMP ن ي ت و ر ب ن م 1-100 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م ح أ ل ا ن م ص ل س ل س ت ل ق ب ا ط م ي غ ا ن ط ص ا د ي ت ب ب ؛ ي غ ا ن ط ص ا د ي ت ب ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ف ئ ة	ةل س ن ل ا ي د ا ح أ ة داضم م ا س ج أ
ق ي ب ط ل ا	WB، IF/ICC، ELISA
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ، ر أ ف ، ي ر ش ب
SWISS	Q13685
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 47
ن ح ش ل ا	ج ل ث س ي ك