

## Acadm J- Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11310

رقم المنتج: CM0009980



### مقدم

فدهتسري بنرألل ةلّسننل ايداحأ داضم  
ثاحبأل يرشبل ACADM (MCAD) ني تورب  
يف ةنهدل ضامأل ةدسكأ اتيب  
ل-هتيحالص نم ققحتل مت. ايردونوكوتيم  
WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA؛ عم أبلاصتم لغافتي و  
47kDa. ذرل او، راف او، ناسنإل

### ديزمل فرعا

| لما عمل              | هيمقلا                     |
|----------------------|----------------------------|
| جت نمل مسا           | ACADM Rabbit mAb           |
| راع سسم مس/اتاطحال م | MCAD; ACAD1; MCADH; ACADM  |
| عونل                 | ناسنإ                      |
| م (ناسنإ) نجل فرعم   | 34                         |
| نجل فرعم             | 34                         |
| دضت سمل              | يعانطصا ديتبب              |
| ردصم                 | بنرأ                       |
| ةفلا                 | ةلّسننل ايداحأ ةداضم ماسجا |
| قبطتلا               | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA   |
| بل اصتم لغافتلا      | ذرل، راف، ناسنإ            |
| SWISS                | P11310                     |
| نيتوربل نزو          | 47kDa                      |
| نحشلا                | جلت سيك                    |