


Ace1 - J. داضم ال يبنرأل ةل يسنل ديحول داضم ال مسجل
Elisa - P12821 و Ihc-P و If-P و Wb تاقى بطتل

CM0005417: رصنع لاقر



ةمدقم

دودج الل يلا عة لى سنن ل دي و بي نرأ داضم مسج
WB ل- هت ي حالص نم قق ح ت ل م ت ACE1 ل- داضم
يرش ب ل ACE1 ن ع فش كي. ELISA و IHC-P و IF-P و
شاحب أل ي ل اثم. (P12821) ي ن اذ ر ج ل و ي ر أ ف ل و
ي ب ص ع ل ا ت ا دي ت ب ل ، ي و م د ل ي ع و أ ل و ب ل ق ل
م. د ل ل ن و ك م ل ي ع ذ ج ل ا ي ا ل خ ل و

ديزمل افرعا

معلومات	وصف
مستند	ACE1 - دليل النسخة الحالية
معلومات عامة / تاريخ	DCP; ACE1; DCP1; CD143
نوع	بروتين
مستند (مستند)	1636
مستند	1636
معلومات عامة	(NP_000780.1) بروتين ACE1 بروتين 1261 إلى 30 من مينيما لاضحالة لبقية لسلسلة يعلو ويتجدي فشتم يحد من
مستند	بروتين
معلومات	معلومات عامة
معلومات	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
معلومات	ذرة، راف، بروتين
معلومات	P12821
معلومات	نوتلاد وليك 150
معلومات	جست سيك