

Acsf3 J- Wb، Ihc-P، Elisa - دض ةل يسننل ددعت م داض م سح Q4G176

رصنع ال مقرر: CM0019415

ةمدقم

دض بنرأل نم ةل يسننل ددعت م داض م سح ققحتُم، (زاغيل أو ك--تانولام) يرش ب ال ACSF3 عم أيل دابت لعافت ي WB، IHC-P، ELISA. ل هنم ةنه دل ضامأل قيلخت ثا بأل بسانم. رأل افل ايردنوك وتي م ل ل خاد

ديزم ال فرع

راي عم ال	ةم ي ال
جتنم ال مسا	ACSF3 (pAb) ةل يسننل ددعت م بنرأ داض م سح
رخا ءامسا/اتاطح ال م	acyl-CoA synthetase ل 3 ةل اغل ا وضع ACSF3:
فدهت سمل ا ج ال ناك ال	ناسن ال
م (يرش ب ال) ج ال فرع م	197322
ن ج ال فرع م	197322
يعانم ال دضت سمل ال	ACSF3 (NP_777577.2) يرش ب ال ACSF3 نم 370-576 ةل يسننل ددعت م بنرأ داض م سح
ردصم ال	بنرأل
ةل	ةل يسننل ددعت م داض م سح
ق ي بط ال	WB، IHC-P، ELISA
يل دابت لعافت ال	رأل افل، ناسن ال
SWISS	Q4G176
ن وتور ب ل ل ي ئي زج ال نزول	ن وت ال اد ولي ك 64
ن ش ال	ج ل ت س ي ك