

Acsl4 J- Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O60488

رقم المنتج: CM0026993

معلومات

ضد بروتين Acsl4 من عائلة بروتينات ددعت مضاد مسج WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. يربط بروتين Acsl4، وهو بروتين مهم في تنظيم موت الخلايا المبرمج. يربط بروتين Acsl4 بروتين Bcl-2، وهو بروتين مهم في تنظيم موت الخلايا المبرمج. يربط بروتين Acsl4 بروتين Bcl-2، وهو بروتين مهم في تنظيم موت الخلايا المبرمج.

معلومات إضافية

معلومات	معلومات
معلومات المنتج	ACSL4 Rabbit pAb
معلومات المنتج / معلومات المنتج	ACS4; FACL4; LACS4; MRX63; MRX68; XLID63; ACSL4
معلومات المنتج	ناسن
معلومات المنتج (ناسن) فرع	2182
معلومات المنتج	2182
معلومات المنتج	(NP_075266.1) يربط بروتين ACSL4 من 321 إلى 42 من عائلة بروتينات ددعت مضاد مسج WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
معلومات المنتج	بن
معلومات المنتج	عائلة بروتينات ددعت مضاد مسج
معلومات المنتج	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
معلومات المنتج	نرج، راف، ناسن
SWISS	O60488
معلومات المنتج	نوت الادولي 79
معلومات المنتج	جلت سيك