

عطشن ال تارابتخال ال AcsM2A دض ةجسنأل ددعت م داضم Q08Ah3 - ب رغل ةخل و ةيل صم ال

رصنعل مقرر: CM0014125



ةمدقم

نيتورب فدهتسي ةجسنأل ددعت م بنارأ داضم
ةخل ي ف مادختسال ل دمتعم ، يرشب ال ACSM2A
لعافت ي. لصم ال عطشن ال رابتخال او ب رغل
ثا بأل يلاثم. ذرل او رأف ال عمأ ل دابت
ايردنوكوت يمل ي ف ةنه دل ضامأل بالقتسا
يحل نئال نع ةب رغل داوم ال لي عفتو

ديزم ال فرع

لماعم ال	ةمق ال
جت نم الم مسا	ACSM2A دض ةجسنأل ددعت م بنارأ داضم
راع ستم مس/اتاطح الم	ACSM2; A-923A4.1; ACSM2A
عون ال	يرشب
نيج ال فرع م	123876
نيج ال فرع م	123876
يعانم الم دضتسم ال	(NP_001295101.1) يرشب ال ACSM2A نيتورب نم 577 الى 418 نم ةني مأل ضامأل لسلسل يلع يوتحي فلتؤم يجامدن نيتورب
ردصم ال	بنرأ
ةئف ال	ةجسنأل ددعت م داضم ال
قبطط ال	لصم ال عطشن ال رابتخال ال ، ب رغل ةخل
لدابت الم لعافت ال	ذرل ، رأف
SWISS	Q08AH3
نيتورب ال نزو	نوتلاد وليك 64
نحش ال	جلت سيك