

ج- ةداضم الة بئرأ الة لسن الة دأا الة ماسا ال Elisa - P36896 و If/Icc و Ihc-P و Wb تاقيبطت ال Acvr1B

مصنوع ال مرقع: CM0006892



ةمدقم

ةدوأل الة بئرأ الة لسن الة دأا داض ماسا
لبقتسم) يرشب ال ACVR1B - ج داض
نم ققحت ال مة. (1B، ALK4، عون ال نم نةفتك ال
و IF/ICC و IHC-P و WB تاقيبطت الة ص
ذراو رأف الة مَّابلاصت مَّالعا فت رهط. ELISA.
نةفتك الة تاراش إراس م ثاا ب الة بسانم

ذزم الة فرع

ةمدقم ال	ةمدقم ال
جتنم ال ماسا	ACVR1B Rabbit mAb
ةلدةب ماسا / تااطاا م	ALK4; SKR2; ACTR1B; ACVRLK4; ACVR1B
عون ال	يرشب
نعة ال فرع م	91
نعة ال فرع م	91
ناعانم الة صتسم ال	(P36896) يرشب ال ACVR1B نم 1-100 نةنم الة ماسا الة نم لسلست عم قفاوتة ناعانم الة صتسم الة ب
رصم ال	بئرأ
فةنص الة	ةلدةب الة دأا الة ماسا
ةببب الة	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
بلاصت الة لعا فت ال	ذرا، رأف، يرشب
SWISS	P36896
نةنورب الة نرو	نوت الة لةك 57
نحش ال	جالت سةك