

Wb، FISH، ACVR1C-J داعم ةل س ن ل ددع ت م داض م س ج Elisa - Q8Ner5 و IHC-P

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0014528

ة م د ق م

د ض ب ن ر أ ل ن م ة ل س ن ل ددع ت م داض م س ج
ع و ن ل ن م ن ي ف ت ك أ ل ل ب ق ت س م (ACVR1C
WB، IHC-P ب ف ش ك ل ل ي ه ر ا ب ت خ م ت .
1C/ALK7). ذ ر ج ل و ر أ ف ل و ن ا س ن إ ل ع م ل ع ا ف ت ه ل و ELISA و
TGF-beta ت ا ر ا ش إ ل ي ص و ت ي ف ث ح ب ل ل ب س ا ن م
ة س ا ي ر ك ن ب ل ا ت ي ب ا ي ا ل خ ة ف ي ط و و .

د ي ز م ل ف ر ع ا

ة م ل ع م ل	ة م ي ق ل
ج ت ن م ل م س ا	ACVR1C Rabbit pAb
ة ل ي د ب ء ا م س ا / ت ا ط ح ا ل م	ALK7; ACVRLK7; ACVR1C
ع و ن ل	ن ا س ن
م (ن ا س ن إ ل ل) ن ج ل ف ر ع م	130399
ن ج ل ف ر ع م	130399
ي ع ا ن م ل د ص ت س م ل	(NP_660302.2) ي ر ش ب ل ACVR1C ن ي ت و ر ب ن م 113 ل 22 ن م ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م ح أ ل ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت و م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل	ب ن ر أ
ة ف ا	ة ل س ن ل ددع ت م داض م ل م ا س ج ا ل
ق ي ب ط ت ل	WB, IHC-P, ELISA
ل د ا ب ت م ل ي ل ع ا ف ت ل ل ع ا ف ت ل	ذ ر ج ، ر أ ف ، ن ا س ن
SWISS	Q8NER5
ن ي ت و ر ب ل ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 55
ن ح ش ل	ج ل ت س ي ك