


Acvr2B بـ نرأ جـ ةلـ سنـ لـ ددـ عـ تـ مـ دـ اـ ضـ م - Wb، If/Icc، Elisa - Q13705

رـ صـ نـ عـ لـ مـ قـ رـ : CM0026089



ةـ مـ دـ قـ مـ

يـ لـ لـ اـ عـ بـ نـ رـ أـ نـ مـ ةـ لـ سـ نـ لـ ددـ عـ تـ مـ دـ اـ ضـ مـ مـ سـ جـ قـ قـ حـ تـ لـ مـ تـ ، يـ رـ شـ بـ لـ ACVR2B فـ دـ هـ تـ سـ يـ ةـ دـ وـ جـ لـ ةـ رـ اـ شـ إـ ثـ اـ حـ بـ أـ لـ يـ لـ اـ ثـ مـ . ELISA، و IF/ICC، و WB- L هـ نـ مـ ةـ صـ يـ خـ شـ تـ لـ اـ تـ اـ قـ يـ بـ طـ تـ لـ اـ وـ نـ يـ فـ يـ تـ كـ أـ لـ . نـ وـ تـ لـ اـ دـ وـ لـ يـ كـ 58 نـ يـ تـ وـ رـ بـ فـ شـ تـ كـ يـ .

دـ يـ زـ مـ لـ فـ رـ عـ

تـ اـ فـ صـ اـ وـ مـ لـ	لـ يـ صـ اـ فـ تـ لـ
جـ تـ نـ مـ لـ مـ سـ ا	ACVR2B Rabbit pAb
ةـ رـ اـ عـ تـ سـ مـ ءـ اـ مـ سـ اـ تـ اـ طـ اـ حـ اـ لـ مـ	HTX4; ACTRIIB; ActR-IIIB; ACVR2B
عـ اـ وـ نـ أـ لـ	نـ اـ سـ نـ
مـ (نـ اـ سـ نـ) نـ يـ جـ لـ فـ رـ عـ مـ	93
نـ يـ جـ لـ فـ رـ عـ مـ	93
دـ صـ تـ سـ مـ لـ	يـ رـ شـ بـ لـ ACVR2B نـ مـ 50-150 ةـ يـ نـ يـ مـ أـ لـ اـ صـ اـ مـ أـ لـ لـ عـ اـ دـ لـ سـ لـ سـ تـ عـ مـ قـ فـ اـ وـ تـ يـ يـ عـ اـ نـ طـ صـ اـ دـ يـ تـ بـ (NP_001097.2)
رـ دـ صـ مـ لـ	بـ نـ رـ أـ
فـ ئـ ةـ	ةـ لـ سـ نـ لـ ةـ ددـ عـ تـ مـ ةـ دـ اـ ضـ مـ مـ اـ سـ جـ
قـ يـ بـ طـ تـ لـ	WB, IF/ICC, ELISA
عـ طـ اـ قـ اـ تـ مـ لـ عـ اـ فـ تـ لـ	نـ اـ Sـ Nـ
SWISS	Q13705
نـ يـ تـ وـ رـ بـ لـ نـ زـ وـ	58kDa
نـ حـ شـ لـ	جـ لـ تـ سـ يـ كـ