

Adam9- ل داضم الي بنار الة لسنن ال يداح ال داضم ال مسجل ال  
ع طقل ل يعانم ال قل أتل ، في طلل ل قنل تاي نقت ل  
- يعانم ال ممي زن إل اسي اقم ال ، ع طقل ل يعانم ال اء ايم ك ال  
Q13443

**CM0007495: رصنعلا مقر**

## ةمدقم

مت ADAM9- ل بي بن أرا ة ل ي س ن ل ي د ا ح أ د ا ض م م س ج ، في ط ل ل ل ق ن ل ت ا ي ن ق ت ل ه ت ح ص م ق ق ح ت ل ا ، ة ي ع ا ن م ل ا ء ا ي م ي ك ل ، ع ط ق ل ل ي ع ا ن م ل ا ق ل أ ت ل ا ؛ ة ي ع ا ن م ل ا ة ي م ي ز ن إ ل ا ة س ي ا ق م ل ا ، ع ط ق ل ل ا ADAM9 د ع ي . د ر ق ل ا و ر أ ف ل ا و ن ا س ن إ ل ا ع م ل ع ا ف ت ي ا ي ا ل خ ل ا ق ا ص ت ل ا ي ف □ □ ي ن د ع م ز ا ي ت و ر ب . م ا ر و أ ل ا ي ف ة ي و م د ل ا ة ي و ك و أ ل ا ن ي و ك و ا ه ت ر ج ه و . ا ي ا ل خ ل ا ا ي ج و ل و ي ب و ن ا ط ر س ل ا ث ا ب أ ل ي ل ا ث م

## ديزمل فرعا

| معلومات             | الاسم                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اسم                 | ADAM9 - بروتين إدمان 9                                                                                             |
| الرمز               | MCMP; MDC9; CORD9; Mltng; ADAM9                                                                                    |
| النوع               | بروتين                                                                                                             |
| الوزن الجزيئي (kDa) | 87.5                                                                                                               |
| النوع الجزيئي       | 87.5                                                                                                               |
| الوظيفة             | (NP_003807.1) يرتبط ADAM9 بروتين من 210 إلى 29 من ميثيونين المصاحبة مع قفاوي لسلسلة يلع ويوتحي فلتؤم يجامدن ديوترب |
| الرمز               | ب                                                                                                                  |
| النوع               | إدمان 9 إدمان المصاحبة                                                                                             |
| القياس              | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                             |
| المنشأ              | دقيق، رئة، أنسجة                                                                                                   |
| الرمز               | Q13443                                                                                                             |
| النوع               | بروتين إدمان 9                                                                                                     |
| النوع               | ج                                                                                                                  |