

Adar1 J- Dasm (Polyclonal) ةليسنلا ددعتم بنراً داضم مسج Wb، If/Icc، Ihc-P، Elisa - P55265 في مادختسالل

رصنعلا مقرر: CM0027006



ةمدقم

ددعتم بنراًلا نم ةدوجللا في لاع داضم مسج ققحتُم، يرشبلا ADAR1 فدهتسي ةليسنلا ELISA و IHC-P و IF/ICC و WB في مادختسالل هنم بسانم. ذجللاو رأفلا عمّايللدابت لعافتة ةعانملاو، RNA لـ A-to-I ريرحت في قيقحتلل ناطرسللا ايجولويبو، تاسوري لل ةداضلما.

ديزملل فرعلا

راي عملا	ةمقلا
جتنملا مسا	ADAR1 Rabbit pAb
رخاء اسم/اتطاحلا م	DSH; AGS6; G1P1; IFI4; P136; ADAR1; DRADA; DSRAD; IFI-4; K88DSRBP
عونلا	يرشب
م (يرشب) نجلل فرع م	103
نجلل فرع م	103
يعانملا دضتسملا	ADAR1 (NP_001102.2) يرشبلا 200-299 نم ةنيملال ضامحال نم لسلستل قباطم يعانطصا ديتب
ردصملا	بنرا
ةئفلا	ةليسنلا ةددعتم ةداضلما ساج
قبطتلا	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
يللدابتلا لعافتة	ذجل، رأف، يرشب
SWISS	P55265
نيتوربلل يئيزجلل نزولا	نوتلاد وليك 136
نحشلا	جلت سيك