

و J- Wb (Polyclonal Antibody) بنراً نم فلأتم Adgra3 داضم Elisa - Q8lwk6

رصنع ال مقرر: CM0017170

ةمدقم

ADGRA3 دض بنراً نم لئاسنل ددعتم داضم
خيطلت ال في مادختسالل (GPR125) يرشبل
ELISA و (Western blot) يبرغل يعانم ال
بسانم . ذجل او رأف ال عم أبلاصتم لعافت
ةي قاصت الال GPCR تالبقتسم ةسار دل
ةيوتسم الال باطقتسا تاراسم و

ديزم ال فرع

لماعم ال	ةمي ال
جت نم ال مسا	ADGRA3 Rabbit pAb
راعتسم مس/اتاطح ال م	PGR21; TEM5L; GPR125; ADGRA3
عون ال	ناسن
م (ناسن) نجل ال فرعم	166647
نجل ال فرعم	166647
دصتسم ال	(NP_660333.2) يرشبل ال ADGRA3 نم 370-600 ةني مأل صامأل عم قفاوتي لسلسل يلع يوتحي بيكرت ال داعم يجامدنا نيوترب
ردصم ال	بنراً
ةئف ال	لئاسنل ددعتم دادصأ
قيبطت ال	WB, ELISA
بلاصت ال لعافت ال	ذج , رأف
SWISS	Q8lwk6
نيوترب ال نرو	146kDa
نحل ال	جلت سيك