


J- Adora3 J- Wb، Elisa - ةل يس نل ددع ت داض م س ج P0Dms8

ر ص ن عل م قر : CM0022160



ة م د ق م

ب ن رأل ن م ةل يس نل ددع ت داض م س ج
يرش ب ال A3 ن يز ن دل لب ق ت س م ف د ه ت س ي
ة خ ط ل ت ا ق ي ب ط ت ل ه ن م ق ق ح ت ل م ت .
(ADORA3). ن ر ت س ي و
ل ك ش ب ل ع ا ف ت ي .
(ELISA). م ي ز ن إ ل ا ب ط ب ت ر م ل
ث ا ح ب أ ل ب س ا ن م . ذ ر ج ل و ر أ ف ل ع م ع ط ا ق ت
ة . ن ر ت س ي و GPCR ت ا ر ا ش إ

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ه م ل ع م ل ا	ه م ي ل ا
ج ت ن م ل م س ا	ب ن رأل ن م ةل يس نل ددع ت داض م س ج ADORA3
ر ع أ ء ا م س ا ت ا ط ا ح ا ل م	A3AR; ADORA3
ع و ن ل ا	يرش ب
م ي ر ش ب ل ا) ن ج ل ا ف ر ع م	140
ن ج ل ا ف ر ع م	140
ي ع ا ن م ل د ص ت س م ل ا	(NP_000668.1) يرش ب ال ADORA3 ن ي ت و ر ب ن م 50-150 ة ي ن ي م أ ل ا ص ا م ح أ ل ا ن م ص ل س ل س ت ل ق ب ا ط م ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب إ ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ل يس نل ددع ت داض م س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	(ELISA) م ي ز ن إ ل ا ب ط ب ت ر م ل ي ع ا ن م ل ا ز ت م م ل ا ة س ي ا ق م ، (WB) ن ر ت س ي و ة خ ط ل
ع ط ا ق ت ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ل ، ر أ ف ل ا
SWISS	P0DMS8
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 36
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك