


Wb و Ihc- ب فشكل ل Akr1A1 دض ةليسننل ددعت م داض م سح P و If/Icc و Elisa - P14550

مصنوع ال مقرر: CM0017040



ةمدقم

نيتورب دض ةليسننل ددعت م يبنرأ داض م سح
ي ف مادختس ال هيلع قدصم ،يرشب ال AKR1A1
IF/ICC و IHC-P و (Western blot) يبرغل فاشنل
رأفلا عم آبل اصتمّ ال عافت لعافت ي
تادي هذال ةيمس ةلازا ثا بآل بسانم .ذرجلاو
ةيودال بالقتساو

ديزمال فرع

راي عم ال	همي ال
جتنم ال مس	AKR1A1 Rabbit pAb
امسأل / اطاح ال مراعست ال	ALR, ARM, DD3, ALDR1, HEL-S-6, AKR1A1
عون ال	يرشب
م (رشب ل) نجي ال فرع	10327
ن جي ال فرع	10327
يعانم ال دصتسم ال	يرشب ال AKR1A1 نيتوربل 325 الى 1 م ةيني مال صامحال عم قفاوتي لسلسل يلع يوتحي فلتؤم يجامدن نيتورب فلتؤم نيتورب (NP_006057.1).
ردصم ال	بنرأ
ةف	ةليسننل ددعت م داضم ال ماسحال
قيبطت ال	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
بالصت ال لعافت ال	ذرج ،رأف ،يرشب
SWISS	P14550
نيتوربل نزو	نوتل ادولي 37
نحش ال	جلت سيك