


ج AKR1C3 ج- Wb، If/Icc، Ip، Elisa - P42330

ر:صنعلال مقرر CM0020497



ةمدقم

ج AKR1C3 ض ةدوجل اليلاع يبنراً داضم مسج WB، IF/ICC، IP، بسانم. رأفل عم أيلداب تلعاقتي. ELISA و تاراشإ، نيجوردنأل بالقتسا ثاحبال تاناطرسللو، ةيديوري تسلا تانومرهلا تانومرهلا لعل ةدمتملا.

ديزملال فرعا

رايعملا	هميقل
جتمنملا مسا	AKR1C3 (pAb) ةلئسنلا ددعتم يبنراً داضم مسج
رخأ اسماء/اتطاحالم	DD3، DDX، PGFS، HAKRB، HAKRe، HA1753، HSD17B5، hluPGFS، AKR1C3
عاونألا	ناسنإلا
ميجال فرعم (يرشبلا)	8644
ميجال فرعم	8644
يعانملا دضتسملا	فلتؤم نيئورب
ردصملا	بنرألا
ةئفلا	ةلئسنلا ةددعتم ةداضم ماسجأ
قبيطتلا	WB، IF/ICC، IP، ELISA
يلداب تلعاقتي	رأفل، ناسنإلا
SWISS	P42330
نيئورب لل ئيئزجال نزولا	نوتلاد وليك 37
نحشلا	جلت سيك