


تاقىب طتلل Akr1C3 دى بىنرأ ةل سىنل اى داحأ داضم مسج Wb و If/Icc و Elisa - P42330

رصىن عل مقرر: CM0010163



ةمدقم

ةدوجل اى لىاع بىنرأ ةل سىنل اى داحأ داضم مسج (P42330) ىرشبب ال AKR1C3 نى تورب فدهتسى WB و تاقىب طتل هتى حالص نم ققحتل المت عم عطاقتم لكشب بىجتسى و ELISA و IF/ICC اىساسأ دعى. ةىرأفل او ةىرشبب التانىعال تاناطرسل او نىج و رذنأل بالقتسا ثاىبأل نزو قاطن نع فشكى. تانومرهل اىلع ةدمتعملال. نوتلاد ولىك 37 لىل اوح ىئىزج.

دىزملال فرعا

راى عملال	همىقلا
جتىنم الم سىا	AKR1C3 دى بىنرأ ةل سىنل اى داحأ داضم مسج
ةراعتسم الم ءامسأل / تاطحال الم	DD3; DDX; PGFS; HAKRB; HAKRe; HA1753; HSD17B5; hluPGFS; AKR1C3
عونل	ىرشبب
مىجىل فرعم (ىرشبب)	8644
مىجىل فرعم	8644
ىعانم الم دىتسم الم	(P42330) ىرشبب ال AKR1C3 نى توربب 300 لى 200 نم ةىنم الم اى داحأ داضم لىل سىلست عم قفاوتى ىعانطصا دىتسبب
ردص الم	بىنرأ
ةئفا	ةل سىنل اى داحأ داضم الم اسىحأل
قىب طتل	WB, IF/ICC, ELISA
عطاقتم لىعافتل	رأف. ىرشبب
تانىاب ةدعاق SWISS	P42330
نى توربب نىزو	نوتلاد ولىك 37
نحش ل ةقىرط	جلىك سىك