

تاینقتل Akr1C3 دض بنارأل نم لئاسنلا ددعتم داضم مسج
Elisa - P42330 و Ihc-P و Wb

CM0014800 : رصنع لاء مقر



ةمدقم

نم ةدوج لى لى لئاسن لل ددعت م داضم مسج
يرش ب ال AKR1C3 ني تورب فدهت سي بن أرأل
فش كى . ELISA و IHC-P و WB تاي نقتل (P42330)
ذرج لاو رأل او ناسن إل ى دل AKR1C3 ني تورب
تان وم رهل بال قتسا تا ساردل بسا نم
يچ ولوي بل ماروال ملعو ة ديوري تسلا

دي زمل ا فرعا

معلومات	البيانات
جسم مضاد	AKR1C3 Rabbit pAb
أصل / مصدر	DD3; DDX; PGFS; HAKRB; HAKRe; HA1753; HSD17B5; hluPGFS; AKR1C3
نوع	بروتين
(إنسان) جين	8644
توصيف المنتج	(NP_003730.4). بروتين AKR1C3 ينشيط 323 إلى 1 نمط التعبير المتماثل مع اختلافات في تسلسل على يوتحية فلتة وجماعا دنيا تورب.
ردص	بنر
الفئة	لائحة النسخة متعددة الاستخدامات
التحليل	WB, IHC-P, ELISA
لدات المعالجة	ذبح، راف، إنسان
SWISS	P42330
نيتوربول نوو	نوولاد وليك 37
النسبة	جلت سيكي