

ل- (T308) رفسفم ال Akt1 دض بنراً ةليسننل ديحو داضم مسج Wb و Elisa - P31749

ررضنعل مقرر: CM0001387



ةمدقم

ددحم وفسوف بنراً ةليسننل ديحو داضم مسج دن رفسفم ال يرشبل ال AKT1 ني تورب دض هتحص نم ققحتل مت Thr308 عقوم ال (Western blot) يبرغل فاشنل ي فمادختسالل PI3K/AKT، تاراشإ ثاحبأل يلاثم وهو؛ ELISA و ايالخل بالقتساو، جمربم ال يولخل تومل.

ديزمل فرع

هم لعل	هم يقي
جتنم الم سا	Phospho-Akt-T308 دض بنراً ةليسننل ديحو داضم مسج
ةليدب ءامسا / تاطحال م	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-Akt-T308
عونل	يرشب
نيجل فرعم	207
يعانم لدصتسم ال	Phospho-Akt-T308 ني تورب نم T308 عقوم ال لوح رفسفم يعانطصا ديتبب: يعانطصا ديتبب (NP_005154.2)
ردصم ال	بنراً
ةئف	ةرفسوفلل داضم الم اسجال
قيبطتل	WB, ELISA
عطاقتم لعلات	يرشب
SWISS	P31749
ني تورب ال نزو	نوتلاد وليك 56
نجلش	جلت سيك