

تاينق تـل Aldh3A1 - داضـم بـنرأ ةـلـيـسـنـلـا دـيـو داضـم مـسـج Wb وIf-P وIhc-P وElisa - P11883

مقرر: CM0009592



ةمدقم

دض بنرأل نم ةليسنلا ديو داضم مسج 50 نزوب يولخ ديهدلأ عزان ميذنإ وهو، ALDH3A1، هتيجالص نم ققحتلا مت. نوتلاد وليك لغافت. WB وIF-P وIHC-P وELISA تاينقتل بسانم. ذجل او رأفل او ناسنإل عم آي لدابت مومسللا ةلازاو ةينرقلل ثاحبأل.

ديزمل فرعا

راي عملا	همي قل
جتنم الم مسا	ALDH3A1 Rabbit mAb
تافدارملا/تاطحال الم	AHDC: Aldh: Ahd-c: Aldh3: Aldh3a1
عونلا	ذج
نيجنلا فترعم (ناسنإل)	218
نيجنلا فترعم	25375
يعانملا دضتسملا	NP_114178.1) ذجل يدل Aldh3a1 نم 1-103 ةينيما لاصامح لال لباقم لسلست يلع يوتحي فلتؤم يجامدن نيتورب
ردصملا	بنرأ
ةفلا	ةليسنلا ةديو داضملا ماسجالا
قبطتلا	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
يلدابتلا لغافتلا	ذجل، رأفل، ناسنإل
SWISS	P11883
نيتوربلا نزو	نوتلاد وليك 50
نحشلا	جلت سيك