


نيلك وني س افلأ دض ةل س ن ال دي ح و داض م ال مس ج ال Elisa - P37840 و IHC-P و If و Wb تام اد خ ت س ال

ر ص ن ع ال م ق ر : CM0002638



ة م د ق م

ه ج و م ي ب ن ر أ ل ة ل س ن ال د ي ح و د ا ض م ال م س ج ال ا ذ ه م ت (SNCA) ي ر ش ب ال ن ي ل ك و ن ي س اف ل أ د ض IHC-P و IF و WB ل ه ت ي ح ال ص ن م ق ق ح ت ال ث ا ح ب أ ل ي ل ا ث م . ذ ر ج ل ا و ر أ ف ل ا ع م ل ع ا ف ت ي . ELISA ي ب ص ع ال س ك ن ت ل ا و ا ب ا ص ع أ ل م ل ع

دي ز م ال فر ع ا

راي ع م ال	ة م ي ق ل ا
ج ن م ال م س ا	α-Synuclein Rabbit PolymAb®
ة ر ا ع ت س م ء ا م س أ / ت ا ط ا ح ال م	PD1; NACP; PARK1; PARK4
ع و ن ال	ي ر ش ب
ن ي ج ال فر ع م	6622
ي ع ا ن م ال د ص ت م ال	(NP_000336.1) ي ر ش ب ال ن ي ل ك و ن ي س اف ل أ ن م 140 ل ا ى 59 ن م ة ن ي ن م أ ل ا ض ا م أ ل ا ع م ق ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ال	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ل س ن ال ة د ي ح و د ا ض م ال م ا س ج ال
ق ي ب ط ت ال	WB, IF/ICC, IF-F, IHC-P, ELISA
ع ط ا ق ا ت م ال ل ع ا ف ت ال	ذ ر ج , ر أ ف , ي ر ش ب
SWISS	P37840
ن ي ت و ر ب ال ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 14
ن ح ش ال	ج ل ت س ي ك