

Ampka1/Ampka2 مض يبناراً لئاسنل ددعت ماضم مسج Wb و If/Icc و Elisa - Q13131 / P54646 تاي نقتل

رصنع ال مقرر: CM0023791



ةمدقم

فدهتسي لئاسنل ددعت م يبناراً داضم مسج تادحول، AMPKa1/AMPKa2 ني توربل نم ققحتل المت AMPK. لة يزي فحتل ال يدل ELISA و IF/ICC و WB تاي نقتل هتي حالص مچحب تاقاطن فشكي. ذرجل او رأفل او ناسنل بالقتسا ثا بأل يلاثم. نوتلاد وليك 64/65~ ناطرسل او قاطال.

ديزملا فرع

هم لعملا	هم ي قلا
جتنملا مسا	AMPKa1/AMPKa2 Rabbit pAb
ليدب مسا / تاطحال م	AMPKa1/AMPKa2
عونلا	ناسنل
نيجال فرع م	5562/5563
نيجال فرع م	5562/5563
يعانملا دصتسملا	recombinate ؤم يجامدن ني تورب (NP_006242.5) يرشبلا AMPKa1/AMPKa2 ني توربل 280 يل 5 نم ةني مأل اصامأل لباق ي لسلسل يلع يوتحي
ردصملا	بنرأ
ةفلا	لئاسنل ددعت ماضملا ماسجال
قبيطتلا	WB, IF/ICC, ELISA
لدابتلا لعافتلا	درج، رأف، ناسنل
SWISS	Q13131/P54646
ني توربل نزو	نوتلاد وليك 65 / نوتلاد وليك 64
نحشلا	جلت سيك