

Elisa و Ap2A2/Alpha2-Adaptin J- Wb دص ةليسنن ل ي داحأ داضم - 094973

رصننعل مقرر: CM0003898

ةمدقم

ي داحأ ال ماسجأ ال داضم ةحص نم ققحتل م صاخ ال Alpha2-adaptin/AP2A2 بنرأ نم ةليسنن ال AP2A2 نع فشك ي. ELISA و J- WB CamelBio ب clathrin adaptor) ني رثال ك لوحم وهو، يرأفل او يرش ب ال ي لاثم. يولخل ماقتل ال ي في سيئر (adaptor) يولخل اءايح ال ملعو باصع ال مولع ثاحب ال.

ديزمل فرع

لماعمل	ةفصاومل
حتنم الم سا	Alpha2-adaptin/AP2A2 Rabbit mAb
مس/اتاطخ الم راغتسم	HIP9; HYPJ; ADTAB; HIP-9; CLAPA2; Alpha2-adaptin/AP2A2
عاون ال	ناسن
نيسنن فرع م	161
نيسنن فرع م	161
دصتسم ال	Alpha2-adaptin/AP2A2 نم 590-939 ةني مأل اضا مأل عم قفاوتي لسلسل يلع يوتحي بيكرت ال داغم يجامدن نيتورب بيكرت ال داغم نيتورب (NP_036437.1) يرش ب ال
ردصم ال	بنرأ
ةئفل	ةليسنن ل ي داحأ داضم
قبيطت ال	WB, ELISA
عطاقت الم لعافت ال	رأف، ناسن
SWISS	094973
نيتورب ال نزو	104kDa
نحش ال	جلت سيك